

HeartSine samaritan® PAD med vejledning for hjertemassage model 500P



CE 0120
ISO 13485
7 års garanti

tryk hurtigere
tryk langsommere
tryk hårdere
godt tryk

Integreret hukommelse/ Automatisk selvtest / Hjælp til førstehjælp /
Akustisk og visuel vejledning / Lader på mindre end 8 sekunder.
Kan bruges både til voksne og børn.



HeartSine®

Defibrillering er enkelt, hjertemassage er den svære del...

70% af al førstehjælp bliver udført utilstrækkeligt - uanset om der er tale om en alm. person eller en professionel redder.

HeartSine kommer nu med en løsning på det problem: HeartSine samaritan PAD med CPR Advisor model 500P.

CPR står for Cardio (hjerter) Pulmonary (lunge) Resuscitation som er en kombination af at presse på hjertet for at cirkulere blod til alle de vitale organer og at puste luft ind i patienten for at give ilt. Der er blevet forsket meget i, hvilken metode der er den bedste til at genoplive patienten, og resultaterne er nu indeholdt i funktionaliteten i HeartSine® PAD500P.

The HeartSine® PAD500P bruger et Impedans Kardiogram (ICG) til at vurdere kvaliteten af hjertemassagen - er trykket hurtigt nok? Hårdt nok? Impedans Kardiogrammet (ICG) måler impedansændringer i blodvolumen i brystkassen. Da blodets hastighed er relateret til, hvor hurtigt og hårdt der bliver trykket under hjertemassagen, kan PAD500P guide dig - f.eks. betyder "tryk hurtigere, godt tryk" at der skal trykkes hurtigere, men presset er godt.

"Tryk hårdere" betyder således, at der er brug for mere pres, før du behøver at tænke på hastigheden. Målet er, at de grønne indikatorer lyser under hjertemassage med beskeden "godt tryk". Klikket hjælper dig med at holde styr på tiden.

Hvis god førstehjælp overhovedet skal opnås, er det meget vigtigt, at elektroderne og hænderne placeres korrekt. Apparatet kan ikke eliminere behovet for undervisning i førstehjælp. Elektroderne placeres henholdsvis i lige linie under den venstre arm under ribbenene samt ved sternum over selve hjertet. Hænderne lægges oven på hinanden med to fingre placeret over bunden af ribbenenes midte. Hænderne må ikke røre elektroderne. Derfor anbefaler HeartSine® kraftigt, at du tager et kort kursus i førstehjælp.



Tryk hårdere / Ingen massage

Tryk hårdere

Godt tryk



Worldwide Headquarters:

HeartSine Technologies Inc. / 121 Friends Lane / Suite 400 / Newtown, PA 18940
Tel: 1.215.860.8100 / Fax: 1.215.860.8192

Produceret af:

HeartSine Technologies Ltd. / Canberra House / 203 Airport Road West
Belfast BT3 9ED / Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 9093 9400
www.heartsine.eu
support@heartsine.eu

H009-014-002-0