

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision Neo blodsukkerapparat

FreeStyle Precision Neo er en blodsuktermåler som er særligt udviklet til insulinbrugere, men kan dog bruges af alle diabetikere. Måleren er ikon baseret med trykfølsom skærm. Har automatisk trendindikator som gennemskuer evt. mønstre af høje- og eller lave blodsuktermålinger. Der kan registreres insulin doser i den indbyggede dagbog. FreeStyle Precision Neo anvender teststrimler, som er individuelt indpakkede.

FreeStyle Precision Neo kan ved brug af FreeStyle Precision keton teststrimler også måle blodketoner.

Lydløs. Kan måle op til 2195 meter over havets overflade uden at påvirke resultatet.

Leveres som startsæt med fingerprikker, 10 blodtest, 10 lancetter, USB-kabel til dataoverførsel og etui.



<b>Måleområde:</b>	Blodsukker: 1,1 – 27,8 mmol/l. Blodketon: 0,0 - 8,0 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Hukommelse:</b>	1000 hændelser med dato og tid
<b>Måletid:</b>	Blodsukker: 5 sekunder Blodketon: 10 sekunder
<b>Gennemsnit:</b>	7, 14 og 30 dage
<b>Blodmængde:</b>	Blodsukker: 0,6 µl, Blodketon: 1,5 µl
<b>Teststrimmel:</b>	Æske a 25, 50 og 100 stk., som er enkeltvis indpakket
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej for apparat, fingerprikker/ja for lancetter - bestråling.
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	18 måneder - baseret på teststrimlernes udløb.
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	Til udløbsdato på pakken
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision Neo blodsukkerapparat

<b>Blodketon:</b>	Ja, særskilt teststrimmel kræves
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Ja, blodsukker 5 sekunder og blodketon 30 sekunder efter første bloddråbe
<b>Levetid/garanti:</b>	4 år
<b>Trådløs overførsel til anden enhed:</b>	Nej
<b>Tal størrelse på display:</b>	1,8 cm
<b>Automatisk alarm hændelser:</b>	Ja, apparatet kan oplyse, når blodsukkermønstret kræver opmærksomhed.
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:</b>	Nej
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Apparat mål:</b>	5,97 x 8,68 x 0,87 cm
<b>Taske størrelse:</b>	13 x 10 cm
<b>Opbevaring for måleren:</b>	-20 °C til +60 °C
<b>Apparatets drift temperatur:</b>	-10 °C til +50 °C
<b>Måltidsmarkering:</b>	Ja, markering af måltidsinsulin
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Lys i strimmelport:</b>	Nej
<b>Batteri:</b>	2 stk. 3V Lithium-CR2032 batteri (3000 tests)
<b>Data overføres til PC:</b>	Ja, kabel følger med
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler som passer til apparatet:</b>	6408118, 6408038 og 6408040 FreeStyle Precision teststrimler. 6408117 FreeStyle Precision Keton teststrimler

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408071	71391	FreeStyle Precision Neo blodsukkerapparat	1 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.