

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Engangsfingerprikker m/3 stikdybder

Denne lancet anvendes uden brug af fingerprikker pen. Den ergonomiske udformning giver den et sikkert greb og gør den let at håndtere.

Engangsfingerprikker med fjederudløsning. Safe-T-Pro Plus er klar til brug. Der er mulighed for at indstille 3 stikdybder. Prikkeren er forud indstillet til medium. Vælg den af de 3 stikdybder, der passer til den individuelle hudtype og den ønskede prøvestørrelse.

- Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,65 mm (23G).
- Justerbare stikdybder: Lavt 1,3mm, medium 1,8mm og dybt 2,3mm.

Efter prøvetagningen går nålen automatisk tilbage i hylstret og låser, hvorved fingerprikkeren kun kan bruges én gang – derved undgås risiko for smittefare.

Til engangsbrug



Indholdsstoffer/materiale:	Plastik, rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – sterilisation ved bestråling
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur
Holdbarhed uåbnet:	60 måneder efter produktionen
Holdbarhed åbnet:	Så længe den beskyttende kapsel på nålen er intakt; 60 måneder efter produktion
Bortskaffelse vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkning:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig. Har dansk mærkning på emballage samt dansk brugsanvisning. Opfylder standarder, direktiver og branchenormer. Har batchnummer.

PRODUKTDATBLAD

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Engangsfingerprikker m/3 stikdybder

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412583	Accu-Chek Safe-T-Pro Plus	Engangsfingerpr. m/3 stikd. 1,3/1,8/2,3 mm, steril	23G	Æske af 200 stk.	03603539150



Forhandler:
European Homecare ApS
Viadukt alle 16
2900 Hellerup
info@homecare.dk