

PRODUKTDATABLAD

GlucoMen® Areo teststrimler

Teststrimler til brug sammen med GlucoMen Areo blodsukkerapparat.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



Måleområde:	1,1 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Måletid:	5 sekunder
Blodmængde:	0,5 µl
Indholdsstoffer/materiale:	NA
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	12 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Glucomen® Areo teststrimler

Blodet suges fra:	Spidsen af teststrimlen
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af teststrimler:	+4 °C til +30 °C
Måling skal foretages ved temperatur:	+5 °C til +45 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6407060 GlucoMen Areo

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407061	46189	Glucomen Areo teststrimler	æske a 2*25 stk.

* Henviser til producentens reference nr.