

PRODUKTDATABLAD

Omron Tens E3 Intense

Omron Tens E3 Intense, lindrer smerte og træthed i dine muskler, ved at benytte "triple action tens" teknologien. Denne teknologi hjælper med at blokere din smerte, frigivelse af endorfiner & forbedre blodcirkulationen

- 6 behandlingsprogrammer
- 4 massagetyper
- Intensitetsniveauer fra 1 -15
- Vaskbare & genanvendelige elektroder

Vi anbefaler at man læser brugervejledningen før apparatet tages i brug.



Indholdsstoffer/materiale: Silikone på elektroderne
PVC i ledninger
PMMA i knapperne & frontpanelet
ABS i panelet

PVC/ftalater:	Ja/ Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Batteri:	Bruger 2 AAA
Batteri levetid:	4 måneder ved ca. 15 min. Brug per. Dag.
Strømfrekvens:	1 – 238 Hz
Opbevaring	Opbevares under temperaturer fra -20 °C til 60 °C og ved en relativ luftfugtighed fra 30% til 85 % uden kondensdannelse.
Holdbarhed åbnet:	4 måneder ved ca. 15 min. Brug per. Dag,
Bortskaffelse af vare:	Fjern batteri inden bortskaffelse. Følg dernæst lokale reglement
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Anvend ikke apparatet når du sover Anvend ikke apparatet når du kører Lad ikke elektroderne på huden efter behandlingen

PRODUKTDATABLAD

Omron Tens E3 Intense

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Salgsenhed	Ref. Nr.*
6057103	Omron Tens E3	Muskel massage & smertelindring	1 stk.	HV-F021-EW

*Henviser til producentens reference. nr