


# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision Blodketon teststrimler

Blodketonteststrimler til brug sammen med FreeStyle Precision Neo, Precision Xceed, Precision Xtra og FreeStyle Precision blodsukkerapparater.

Teststrimlerne er individuelt indpakket og nemme at håndtere.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



<b>Måleområde:</b>	0,0 – 8,0 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Måletid:</b>	10 sekunder
<b>Blodmængde:</b>	1,5 µl
<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	B-hydroxybutyratdehydrogenase(Pseudomonas sp) NAD, Phenanthrolinquinon.
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IVD Self testing
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	18 måneder
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	Til udløbsdato på pakken
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision Blodketon teststrimler

<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Ja, 30 sekunder efter første bloddråbe
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Opbevaring af teststrimler:</b>	+4 °C til +30 °C
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Særlig bemærkning:</b>	Teststrimmel kan anvendes en gang
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler passer til følgende apparat:</b>	6408071 FreeStyle Precision Neo. 6408070 FreeStyle Precision Samt udgåede blodsukkerapparater: Precision X-Ceed, Precision Xtra.

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408117	70785	FreeStyle Precision blodketon teststrimler	æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.