

# PRODUKTDATABLAD

## Omron RS4 digital blodtryksmåler til håndled

Omron RS4 er en automatisk blodtryksmåler til håndledet, som opererer ud fra det oscillometriske princip. Er designet til brug i hjemmet. Puls og blodtryk måles let og hurtigt.

Når manchetten pustes op, opfanger måleren trykpulseringerne fra arterierne under manchetten.

- Den præformede manchet er nem at tilpasse til håndledet.
- Intellisense Technology puster manchetten op til ideelt niveau ved hver brug
- Detekterer uregelmæssig hjertebanken samt kropsbevægelse under måling
- Kan huske op til 60 målinger



### Leveres med:

- Monitor
- Opbevaringshylster
- 2 'AAA' alkaline batterier
- Instruktionsmanual

Garanti: 3 år

**Indholdsstoffer/materiale:** ABS, glas, PET, polyester, nylon, PP, PVC

**PVC/ftalater:** Ja/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed:** -

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATBLAD

## Omron RS4 digital blodtryksmåler til håndled

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6055080	Omron digital blodtryksmåler	RS4 til håndled, inkl. Manchet	Håndledsomkreds 13,5-21,5 cm	Krt. a 10 stk.	HEM-6181-E