

Smart way to a healthy life



Digital Blood Pressure Monitor UA-651BLE

Precision Health Scale UC-352BLE



- ISO-stik kompatibel
- Klinisk valideret for nøjagtighed (ESH2010)
- Bluetooth Low Energy (Ver.5.1)
- Bluetooth-kommunikation
- Intern hukommelse på 30 dataoptegnelser
- Indikator for uregelmæssig hjertebanken (IHB) - kun
- LCD Ekstra stor 3-linjes skærm for nemmere
- læsning af resultater Én tryk måling
- Latexfri og slankFit Manchet
- Kompakt design til bærbarhed

- Bluetooth Low Energy (Ver.5.1)
- Bluetooth kommunikation
- Holdbar glaspladevægt
- kg/lb valg
- Intern hukommelse på 90 dataoptegnelser
- 0 kg til 100 kg: 100 g opløsning / 100 kg til 200 kg: 200 g opløsning 0
- lb til 220,0 lb: 0,2 lb opløsning / 220,0 lb til 450,0 lb: 0,5 lb opløsning
- Simpel trinvis startvægning
- Bipper ved afslutning af vejning
- Lavprofil stilfuldt design

Specifications

UA-651BLE

Measurement method	Oscillometric measurement
Display type	Digital LCD, Pressure/Pulse displayed simultaneously
Measurement range	Pressure : 0 mmHg - 299 mmHg Systolic pressure : 60 mmHg - 279 mmHg Diastolic pressure : 40 mmHg - 200 mmHg Pulse : 40 - 180 beats / minute
Measurement accuracy	Pressure : ±3 mmHg Pulse : ±5 %
Power supply	4 x 1.5 V batteries (LR6, R6P or AA) or AC adapter (TB-233) (Not included)
Number of measurements	Approx. 700 times LR6 (alkaline batteries) Approx. 200 times R6P (manganese batteries) With pressure value of 180 mmHg at room temperature of 23 °C
Memory storage	30
Cuff	SlimFit Cuff with metal D-ring / Arm circumference : 22 cm-32 cm
Operating conditions	+10 °C to +40 °C / 15 %RH to 85 %RH/800 hPa to 1060 hPa
Transport/Storage conditions	-20 °C to +60 °C / 10 %RH to 95 %RH
Wireless communication	Bluetooth Low Energy Ver.5.1
Dimensions	Approx. 96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm
Weight	Approx. 250 g, excluding batteries
Options	SlimFit Large Adult Cuff(31 cm-45 cm) : CUF-D-LA-ISO SlimFit Semi-Large Cuff(23 cm-37 cm) : CUF-D-MA-ISO Wide range Cuff(22 cm-42 cm) : CUF-I-ISO SlimFit Adult Cuff(22 cm-32 cm) : CUF-F-A-ISO AC Adapter (C/BF plug) : TB-233C/BF

UC-352BLE

Maximum capacity	200 kg / 450 lb
Display type	Digital LCD, Weight displayed after step off
Minimum display	0.1 kg (0 kg to 100 kg) / 0.2 kg (100 kg to 200 kg) 0.2 lb (0 lb to 220 lb) / 0.5 lb (220 lb to 450 lb)
Setting items	Units : kg or lb
Power source	4 x 1.5 V alkaline batteries (LR03 or AAA)
Battery life	Approximately 1 year (two measurements per day when alkaline batteries are used)
Memory storage	90
Operating conditions	+10 °C to +40 °C / 30 %RH to 85 %RH
Transport/Storage conditions	-10 °C to +60 °C / 30 %RH to 85 %RH
Wireless communication	Bluetooth Low Energy Ver.5.1
Communication specifications	*Continua Design Guideline 2014
Dimensions	Approx. 300 [W] x 300[D] x 31[H] mm
Weight	Approx. 2.1 kg (4.7 lb) including batteries

*Continua certification is instituted and promoted by PCHA to certify compliance to Continua Design Guidelines. The guidelines were developed to realize an end-to-end interconnected service for healthcare products. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by A&D Company, Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Android, Google Play™ and the Google Play™ logo are trademarks or registered trademarks of Google LLC. Apple, the Apple logo and iMessage are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Twitter is a registered trademark of Twitter, Inc. Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE, Inc. A&D Medical is preparing a range of healthcare devices compatible with A&D Connect app.




A&D Connect

En nem at bruge app, en løsning for bedre nøjagtighed
Overvåg dit blodtryk og spor dine vægt- og BMI-tendenser - alt sammen med en app fra en betroet verdensomspændende leder inden for tilsluttet sundhed. A&D Connect guider dig gennem den nemme enhedsopsætningsproces og giver dig hurtige resultater, mål og tendenser samt mulighed for at dele data med din familie og læger.



Dashboard



List



Graph



Sharing



For compatible smartphones and versions, check:
<https://link.aandd.jp/Compatibility>



A&D Company Limited.(JAPAN)
URL:aandd.jp

A&D ENGINEERING, INC.(USA)
URL:andonline.com

A&D Instruments Canada Inc.(CANADA)
URL:autocontrol.com

A&D INSTRUMENTS LIMITED(United Kingdom)
URL:andprecision.com

Forhandles af:

European Homecare ApS
Viadukt alle 16
2900 Hellerup
www.homecare.dk